

Datenblatt

CRYSTAL Agarose

Bestell-Nr.: 16-005-801

500 g

Chargen-Nr.: 645262
Mindestens haltbar bis: 02/2021
Aussehen: homogenes Pulver
Farbe: weiß

	Sollwert	Istwert
Gelstärke (1,0%):	$\geq 1.200 \text{ g/cm}^2$	1.413 g/cm ²
Geliertemperatur (1,5 %):	34 – 38 °C	37 °C
Elektroendosmose (-m _r):	$\leq 0,12$	0,10
Sulfatgehalt:	$\leq 0,14 \%$	0,01 %
Wassergehalt:	$\leq 8,5 \%$	7,57 %
DNA-Bindung:	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar
DNase- u. RNase-Aktivität:	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar

Versand: bei Umgebungstemperatur

Lagerung: bei Raumtemperatur